

Anti-Csad Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y600

Artikelnummer: CM0017207



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CSAD (Cysteinsulfinsäure-Decarboxylase), für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Taurin-Biosynthese und Leber-/Gehirn-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSAD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSD; PCAP; CSAD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51380
GenID	51380
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 371-520 von humanem CSAD (NP_057073.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Y600
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel