

Anti-Csde1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75534

Artikelnummer: CM0002503



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen CSDE1 (Cold shock domain-containing protein E1), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Studien zum mRNA-Abbau und der translationalen Regulation, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSDE1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	UNR; D1S155E; CSDE1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7812
GenID	7812
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von menschlichem CSDE1 (NP_009089.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75534
Proteinmasse	89 kDa
Versand	Eisbeutel