


Anti-Csf1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P09603

Artikelnummer: CM0020321



Einführung

Dieser kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches CSF1 (M-CSF) ist für Western Blot und ELISA validiert. Er reagiert kreuz mit Maus und Ratte und detektiert ein Protein von ~60 kDa. Geeignet für Studien zur Makrophagen-Differenzierung und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCSF; CSF-1; CSF1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1435
Gen-ID	1435
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 33-190 von menschlichem CSF1 (NP_757351.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09603
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eisbeutel