

## Anti-Csf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P04141

Artikelnummer: CM0029946



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CSF2 (GM-CSF), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Immunogen aus der N-terminalen Region. Ideal für hämatopoetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                   |
|-------------------|------------------------|
| Produktname       | CSF2 Kaninchen pAb     |
| Bemerkungen/Alias | CSF; GMCSF; CSF2       |
| Spezies           | Mensch                 |
| Gen-ID (Mensch)   | 1437                   |
| Gen-ID            | 1437                   |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid   |
| Quelle            | Kaninchen              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte    |
| SWISS             | P04141                 |
| Proteingewicht    | 16 kDa                 |
| Versand           | Eisbeutel              |