

## Anti-Csf2Ra Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - P15509

Artikelnummer: CM0027269



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches CSF2RA (GM-CSF-Rezeptor alpha) gerichtet ist. Validiert für IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für hämatopoetische Zell- und Rezeptorstudien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CSF2RA Kaninchen pAb                                                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CSF2RA                         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                        |
| GenID (Mensch)    | 1438                                                                                                                                                          |
| GenID             | 1438                                                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-150 von menschlichem CSF2RA (NP_001155001.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                        |
| Anwendung         | IF/ICC, ELISA                                                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                                                  |
| SWISS             | P15509                                                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 46kDa                                                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                     |