

Anti-Csf2Rb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P32927

Artikelnummer: CM0013860



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes CSF2RB (CD131), geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem und Maus-Material. Erleichtert die Forschung an IL-3-, IL-5- und GM-CSF-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSF2RB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR; CSF2RB
Spezies	Human
GeneID (Human)	1439
GeneID	1439
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 200-443 von humanem CSF2RB (NP_000386.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P32927
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel