

Anti-Csf3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P09919

Artikelnummer: CM0024984



Einführung

CSF3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattigem CSF3; 22 kDa. Rekombinantes Immunogen; geeignet für Studien zu Granulozyten-koloniestimulierenden Faktoren in der Hämatopoese und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSF3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GCSF; CSF3OS; C17orf33; CSF3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1440
GenID	1440
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 30-207 von menschlichem CSF3 (NP_000750.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09919
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel