

Anti-Csf3R Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99062

Artikelnummer: CM0028870



Einführung

Anti-CSF3R Kaninchen-polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA, der spezifisch den humanen Granulozyten-Kolonie-stimulierenden Faktor-Rezeptor nachweist. Ideal für die Erforschung der neutrophilen Linie, granulozytäre Reifung und Leukämiemodelle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSF3R Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	SCN7; CD114; GCSFR; CSF3R
Art	Mensch
GenID (menschlich)	1441
GenID	1441
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 650-750 von humanem CSF3R entspricht (NP_000751.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99062
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Eisbeutel