


Anti-Csk (C-Src-Kinase) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P41240

Artikelnummer: CM0018211



Einführung

CSK-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-CSK, einen wichtigen Regulator der Src-Familienkinasen. Immunogen: rekombinantes humanes CSK (AS 1-200). Ideal für die Erforschung von Signalwegen und Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CSK-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CSK
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1445
GeneID	1445
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-200 des humanen CSK (NP_001120662.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P41240
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel