


Anti-Csk Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P41240

Artikelnummer: CM0002557



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CSK, validiert für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Erkennt CSK in humanen, Maus- und Rattenproben und unterstützt die Forschung zur Src-Kinase-Regulation und Immunsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSK Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CSK; Tyrosin-Protein-Kinase CSK
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1445
Gen-ID	1445
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CSK (P41240) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P41240
Protein-Gewicht	51 kDa
Versand	Eistasche