

Polyklonaler Anti-Csmd3-Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z407

Artikelnummer: CM0015468

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen das humane CSMD3, ein großes Transmembranprotein, das an der Entwicklung von Dendriten beteiligt ist. Für WB und ELISA validiert, mit bestätigter Reaktivität in humanen Proben. Ideal für die neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSMD3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CSMD3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	114788
GeneID	114788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 220-440 des humanen CSMD3 (NP_937756.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q7Z407
Proteingewicht	406 kDa
Versand	Kühlakku