


Anti-Csnk1E Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49674

Artikelnummer: CM0018770



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CSNK1E (Casein-Kinase-I-Isoform Epsilon), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Erforschung der circadianen Uhr und der Wnt-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] CSNK1E Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CKIε; HCKIε; CKIεpsilon; 1E
Spezies	Human
GeneID (human)	1454
GeneID	1454
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 247-416 von humanem CSNK1E (NP_689407.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49674
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel