


Anti-Csnk1G1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Hcp0

Artikelnummer: CM0028073



Einführung

CSNK1G1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Zielt auf humane Caseinkinase I Isoform Gamma-1 ab, eine Serin/Threonin-Kinase, die an der Wnt-Signaltransduktion beteiligt ist. Ideal für diagnostische und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSNK1G1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CK1gamma1; CSNK1G1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	53944
GenID	53944
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 298-422 des menschlichen CSNK1G1 (NP_071331.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HCP0
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel