


Anti-Csnk1G2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78368

Artikelnummer: CM0025091



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Casein Kinase I Isoform gamma-2 (CSNK1G2), validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattespezifisches CSNK1G2, ideal für Wnt-Signalweg- und Kinasenforschungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSNK1G2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CK1g2; CSNK1G2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1455
Gen-ID	1455
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 316-415 von menschlichem CSNK1G2 (NP_001310.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78368
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel