

Anti-Csnk1G3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y6M4

Artikelnummer: CM0016586



Einführung

Der Kaninchen-anti-human CSNK1G3 polyklonale Antikörper (pAb) von CamelBio detektiert Casein-Kinase I gamma-3 via WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte, und unterstützt Wnt-Signalweg- und Kinaseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSNK1G3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSNK1G3L; CKI-gamma 3; CSNK1G3
Spezies	Human
GeneID (human)	1456
GeneID	1456
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 304-423 von humanem CSNK1G3 (NP_001026982.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6M4
Protein-Gewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel