

Polyklonaler Anti-Csnk2A2-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P19784

Artikelnummer: CM0023027



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CSNK2A2 (CK2 α '), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA. Erkennt CSNK2A2 aus Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung von Zellzyklus-, Apoptose- und Transkriptionsregulationswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSNK2A2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CK2A2; CSNK2A1; CK2 α '; CSNK2A2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1459
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 des humanen CSNK2A2 (NP_001887.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19784
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Isoliertasche