

Anti-Cspp1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q1Msj5

Artikelnummer: CM0028688

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CSPP1, validiert für WB und ELISA. Erkennt Zentrosom- und Spindelpol-assoziiertes Protein 1 in humanen und murinen Proben. Ideal für Zellzyklus- und Ziliopathieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSPP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSPP; CSPP-L; JBTS21; CSPP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	79848
GeneID	79848
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 962-1221 von humanem CSPP1 (NP_079066.5) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q1MSJ5
Proteingewicht	146kDa
Versand	Eisbeutel