

Anti-Csrnp1 Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96S65

Artikelnummer: CM0024804

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CSRNP1 (AXUD1, TAIP-3), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Apoptose und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSRNP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	AXUD1; URAX1; TAIP-3; CSRNP-1; FAM130B; CSRNP1
Art	Mensch
Gen-ID	64651
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-200 von humanem CSRNP1 (NP_149016.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96S65
Proteinmasse	64kDa
Versand	Eispackung