

Anti-Csrp1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa, Rip - P21291

Artikelnummer: CM0017940

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CSRP1, geeignet für WB, IP, ELISA und RIP. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal zur Untersuchung der Rolle von CSRP1 in der neuronalen Entwicklung und Kernfunktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSRP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRP; CRP1; CSRP; CYRP; D1S181E; HEL-141; HEL-S-286; CSRP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1465
Gen-ID	1465
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA, RIP
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P21291
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eistasche