

Anti-Csrp2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16527

Artikelnummer: CM0024937

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CSRP2 (CRP2/LMO5/SmLIM), reaktiv gegenüber Mensch und Maus. Für WB- und ELISA-Anwendungen in der Gefäßbiologie und der Erforschung der glatten Muskelzelldifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSRP2 Kaninchen pAb
Aliase	CRP2; LMO5; SmLIM; CSRP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1466
GenID	1466
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-193 von humanem CSRP2 (NP_001312.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q16527
Proteinmasse	21 kDa
Versand	Eisbeutel