

Anti-Csrp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - P50461

Artikelnummer: CM0028185



Einführung

Anti-CSRP3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Essentiell für Muskel-Differenzierung und Herzfunktion. Ideal für Kardiomyopathie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSRP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLP; MLP; CRP3; LMO4; CMD1M; CMH12; CSRP3
Spezies	Human
GeneID (Human)	8048
GeneID	8048
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-194 von humanem CSRP3 (NP_003467.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P50461
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eistasche