

Anti-Cst1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01037

Artikelnummer: CM0030771

Einführung

CST1 Rabbit pAb detektiert humanes Cystatin-SN (~14 kDa), einen sekretierten Cystein-Protease-Inhibitor. Validiert für WB und ELISA; geeignet für Studien von Speichel, Tränen, Urin und Samenflüssigkeit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CST1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CST1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	1469
Gen-ID	1469
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-141 von humanem CST1 (NP_001889.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01037
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eistasche