

Anti-Cst6 (Cystatin-M) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15828

Artikelnummer: CM0027740



Einführung

Hochaffiner kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes CST6 (Cystatin-M) gerichtet ist und für WB, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Ideal für die Untersuchung der epidermalen Verhornung und der Haarfollikelbiologie. Kreuzreagiert mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CST6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ECTD15; CST6
Spezies	Human
GenID (human)	1474
GenID	1474
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-149 von humanem CST6 (NP_001314.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q15828
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel