

Anti-Cst8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60676

Artikelnummer: CM0017140

Einführung

Anti-CST8 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes CST8 und kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Untersuchung von Spermienentwicklung und Nebenhodengang-Funktion. SWISS: O60676.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CST8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CRES; CTE55; CST8
Art	Mensch
GenID (Mensch)	10047
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 53-142 des menschlichen CST8 (NP_005483.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O60676
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eisbeutel