


Anti-Cstb Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04080

Artikelnummer: CM0027847



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CSTB (Cystatin-B), einen Thiolprotease-Inhibitor, gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human und Ratte. Ideal für Forschung zu Neurodegeneration, Epilepsie und Proteasehemmung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSTB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; CSTB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1476
GenID	1476
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-98 von humanem CSTB (NP_000091.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P04080
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel