


Anti-Cstb Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04080

Artikelnummer: CM0022576



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes Cystatin-B (CSTB), ein 11 kDa intrazellulärer Thiol-Proteaseinhibitor. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Immunogen: rekombinantes Protein (AS 1-98).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSTB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; CSTB
Spezies	Mensch
Gen-ID	1476
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 1-98 von humanem CSTB (NP_000091.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04080
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eispackung