


Anti-Cstf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q05048

Artikelnummer: CM0024955



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes CSTF1 gerichtet ist und für Western Blot, IHC-P und ELISA geeignet ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der 3'-End-Verarbeitung und Polyadenylierung von prä-mRNA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSTF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CstF-50; CstFp50; CSTF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1477
GenID	1477
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-220 von humanem CSTF1 (NP_001315.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q05048
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel