

Anti-Cstf2T-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0L4

Artikelnummer: CM0026348

Einführung

CSTF2T polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem CSTF2T, einem Kernprotein, das an der AAUAAA-unabhängigen mRNA-Polyadenylierung in Keimzellen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CSTF2T Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CstF-64T; CSTF2T
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23283
GenID	23283
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 420-560 von humanem CSTF2T (NP_056050.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H0L4
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel