

Polyklonaler Anti-Ctb4A-Antikörper Für Wb, Elisa - Q0Jf76

Artikelnummer: CM0022646

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CTB4a (LRR-PK1) aus *Oryza sativa*, geeignet für WB und ELISA. Unterstützt die Forschung an pflanzlichen rezeptorähnlichen Kinasen und der Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTB4a-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LRR-PK1; CTB4a
Art	<i>Oryza sativa</i>
GenID	4335004
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 32-152 von <i>Oryza sativa</i> CTB4a entspricht. (Q0JF76)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q0JF76
Proteingewicht	120 kDa
Versand	Kühlakku