

Anti-Ctbp1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13363

Artikelnummer: CM0003910



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen CtBP1, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Untersuchung der Transkriptionsregulation, der Golgi-Struktur und der BAT-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CtBP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BARS, HADDTs, CtBP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1487
GenID	1487
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 301-440 von menschlichem CtBP1 (Q13363) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13363
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel