

Anti-Ctbp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13363

Artikelnummer: CM0020462



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen menschliches CtBP1 gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für die Untersuchung der transkriptionellen Corepression, der Golgi-Struktur und der BAT-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CtBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BARS; HADDTS; CtBP1
Spezies	Mensch
GenID	1487 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-250 von menschlichem CtBP1 (NP_001319.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13363
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel