

Anti-Ctbp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13363

Artikelnummer: CM0016416



Einführung

Humanes CtBP1 kaninchenpolyklonales Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der transkriptionellen Repression, der Golgi-Struktur und der Differenzierung von braunem Fettgewebe. - Q13363

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CtBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BARS; HADDT5; CtBP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1487
Gen-ID	1487
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 121-353 von CtBP1 (NP_001319.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13363
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel