

Anti-Ctbp2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P56545

Artikelnummer: CM0024561



Einführung

Hochwertiger CTBP2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattigem CTBP2 (49 kDa). Ideal für die Untersuchung der transkriptionellen Repression, der Differenzierung brauner Adipozyten und der synaptischen Organisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CTBP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CTBP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1488
GenID	1488
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 345-445 von menschlichem CTBP2 (NP_001320.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56545
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel