

Anti-Ctbp2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P56545

Artikelnummer: CM0002233



Einführung

Hochspezifischer CTBP2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu transkriptionellen Korepressoren und Synapsen-Gerüstproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTBP2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CTBP2; C-terminal-bindendes Protein 2
Spezies	Human
GeneID (Human)	1488
GeneID	1488
Immunogen	Synthetisches Peptid, Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 346-445 von humanem CTBP2 (P56545) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P56545
Protein-Gewicht	49kDa
Versand	Eistasche