

## Anti-Ctcf Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P49711

Artikelnummer: CM0015927



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Anti-CTCF-Antikörper, validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. CTCF ist ein wichtiger Chromatin-Isolator und Transkriptionsregulator. Ideal für Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CTCF Kaninchen pAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | MRD21; FAP108; CFAP108; CTCF                                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                           |
| Gen-ID (Mensch)   | 10664                                                                                                                            |
| Gen-ID            | 10664                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von menschlichem CTCF (NP_006556.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                              |
| SWISS             | P49711                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 83kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                        |