

Anti-Ctcf1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Ni51

Artikelnummer: CM0024703

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes CTCFL (BORIS/CT27), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Transkriptionsregulation, Imprinting und Krebs-Hoden-Antigenen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTCFL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT27; BORIS; CTCF-T; HMGB1L1; dj579F20.2; CTCFL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	140690
Gen-ID	140690
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 von humanem CTCFL (NP_001255970.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8Ni51
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eispackung