

Anti-Ctgf Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29279

Artikelnummer: CM0016908

Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen humanes CTGF, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-CTGF. Ideal für Bindegewebeforschung, Chondrozytendifferenzierung und Osteogenesestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTGF Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CTGF; NOV2; HCS24; IGFBP8
Spezies	Human
GeneID (Human)	1490
GeneID	1490
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem CTGF (NP_001892.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P29279
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel