

Anti-Ctip1/Bcl11A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H165

Artikelnummer: CM0012184



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CTIP1/BCL11A (Q9H165). Validiert für WB, IHC-P, ELISA und kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Erforschung des Globinschaltens, der B-Zell-Entwicklung und des Chromatin-Remodelings.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] CTIP1/BCL11A Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	EVI9; CTIP1; DILOS; ZNF856; HBFQTL5; SMARCM1; 1A
Spezies	Human
GeneID (human)	53335
GeneID	53335
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 401-589 von humanem CTIP1/BCL11A (Q9H165) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q9H165
Proteingewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel