

Anti-Ctip2/Bcl11B Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C0K0

Artikelnummer: CM0003336

Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen CTIP2/BCL11B, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Erforschung der T-Zell-Entwicklung und Leukämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTIP2/BCL11B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ATL1; RIT1; CTIP2; IMD49; CTIP-2; IDDFSTA; SMARCM2; ZNF856B; ATL1-beta; ATL1-alpha; ATL1-delta; ATL1-gamma; hRIT1-alpha; CTIP2/BCL11B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64919
GenID	64919
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9C0K0
Proteinmasse	96 kDa
Versand	Eisbeutel