

Anti-Ctip2/Bcl11B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q9C0K0

Artikelnummer: CM0019304

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CTIP2/BCL11B (Q9C0K0) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Schlüsselregulator der T-Zell-Differenzierung und des Überlebens, Tumorsuppressor, Transkriptionsrepressor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTIP2/BCL11B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATL1; RIT1; CTIP2; IMD49; CTIP-2; IDDFSTA; SMARCM2; ZNF856B; ATL1-beta; ATL1-alpha; ATL1-delta; ATL1-gamma; hRIT1-alpha; CTIP2/BCL11B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	64919
Gen-ID	64919
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 190-310 von humanem CTIP2/BCL11B (NP_612808.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9C0K0
Proteingewicht	96kDa
Versand	Eisbeutel