

Anti-Ctnna3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ui47

Artikelnummer: CM0002155

Einführung

CTNNA3 kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Zelladhäsion, Kardiomyopathie und Desmosomenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTNNA3 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	VR22; ARVD13; CTNNA3
Art	Mensch
GenID (Mensch)	29119
GenID	29119
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 700-895 des menschlichen CTNNA3 (Q9UI47) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UI47
Proteinmasse	100 kDa
Versand	Eisbeutel