

Anti-Ctnna3 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ui47

Artikelnummer: CM0024645

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches CTNNA3 (Alpha-T-Catenin), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTNNA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	VR22; ARVD13; CTNNA3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29119
GenID	29119
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-240 des menschlichen CTNNA3 (NP_001278062.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Ui47
Proteinmasse	100kDa
Versand	Eisbeutel