


Anti-Ctnnbip1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nsa3

Artikelnummer: CM0003071



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CTNNBIP1 (ICAT), ein negativer Regulator des Wnt-Signalwegs. Validiert für WB und ELISA. Immunogen: N-terminales Peptid (1-81); 9 kDa Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTNNBIP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ICAT; CTNNBIP1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	56998
GenID	56998
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 1-81 von humanem CTNNBIP1 (Q9NSA3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NSA3
Proteingewicht	9 kDa
Versand	Eisbeutel