

Anti-Ctnnbl1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc Und Elisa - Q8Wya6

Artikelnummer: CM0030416



Einführung

CTNNBL1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Spleißen und somatischer Hypermutation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTNNBL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NAP; P14L; IMD99; PP8304; C20orf33; dj633020.1; CTNNBL1
Spezies	Mensch
Gen-ID	56259
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 264-563 von humanem CTNNBL1 (NP_110517.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WYA6
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel