

Anti-Ctnnd2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uqb3

Artikelnummer: CM0013402

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes CTNND2, hergestellt mit rekombinantem Protein (aa 966-1225). Validiert für WB, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Geeignet für Studien zur neuronalen Entwicklung und Wnt-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTNND2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GT24; NPRAP; CTNND2
ESP	Mensch
GenID (Mensch)	1501
GenID	1501
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 966-1225 von humanem CTNND2 (NP_001323.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9UQB3
Proteingewicht	133kDa
Versand	Eisbeutel