

Anti-Ctp-Synthase / Ctps Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P17812

Artikelnummer: CM0003582



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humane CTP-Synthase/CTPS gerichtet ist, geeignet für WB, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des Pyrimidinstoffwechsels und der Proliferation von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTP-Synthase / CTPS Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CTPS; GATD5; IMD24; GATD5A; CTP-Synthase / CTPS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1503
GenID	1503
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17812
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel