

Anti-Ctps1 Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - P17812

Artikelnummer: CM0027751



Einführung

CTPS1 Kaninchen-pAk ist ein polyklonaler Antikörper, der im Kaninchen gegen rekombinantes humanes CTPS1 (aa402-591) erzeugt wurde. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert er mit humanem und murinem CTPS1. Ideal für die Untersuchung der CTP-Synthese, Lymphozytenproliferation und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTPS1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	CTPS; GATD5; IMD24; GATD5A; CTPS1
Spezies	Mensch
GenID	1503
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 402-591 von humanem CTPS1 (NP_001896.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P17812
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel