

Anti-Ctrl/Ctrl1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper - P40313

Artikelnummer: CM0003105

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches CTRL (CTRL1) für WB, IF, IHC und ELISA. Validierte Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Vorhergesagtes Molekulargewicht von 28 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTRL Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CTRL1; CTRL
Spezies	Mensch
GenID	1506
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 165-264 von menschlichem CTRL (P40313) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40313
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel