


Anti-Ctsc-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P53634

Artikelnummer: CM0025322



Einführung

Hochwertiger CTSC-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines Dipeptidylpeptidase 1, eine lysosomale Protease, die an der Aktivierung von Immunzellen und der Hautbarrierefunktion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTSC Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	JP; HMS; JPD; PLS; CPPI; DPP1; DPPi; PALS; DPP-I; PDON1; CTSC
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1075
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-134 von humanem CTSC enthält (NP_001805.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P53634
Protein-Gewicht	15kDa/16kDa/52kDa
Versand	Eisbeutel