

Anti-Ctsf Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubx1

Artikelnummer: CM0016727



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes CTSF (Cathepsin F), geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA. Entwickelt für die Erforschung der Rolle lysosomaler Thiolproteasen beim Proteinabbau und der Tumorerkrankung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CTSF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CATSF; CLN13; CTSF
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8722
Gen-ID	8722
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 270-484 von humanem CTSF (NP_003784.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9UBX1
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eistasche